

# 更优的TUNEL检测方案

## — 流式细胞仪检测

### I TUNEL不同检测方法的优势

- ◆ 用荧光显微镜对石蜡包埋组织切片、冰冻组织切片、细胞爬片或细胞涂片进行TUNEL检测时，检测的是**细胞的原位凋亡**，并能对**细胞核的形态进行测定**。
- ◆ 用流式细胞仪对培养的悬浮/贴壁细胞进行TUNEL检测时，可避免原位凋亡检测时，细胞贴壁不牢引起的凋亡细胞比例低等问题。此时检测的是**凋亡细胞的比例**，并能对**凋亡的细胞进行分群**。

Elabscience® 历经15个月打磨，为您提供更优的流式TUNEL检测方案！


### I Elabscience®一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒优势



### I Elabscience®一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒

| 货号        | 名称                              | 规格               | 价格               |
|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|
| E-CK-A420 | 一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(Green, FITC)  | 20/50/100 Assays | ¥ 1500/2000/3600 |
| E-CK-A421 | 一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(Green, AF488) | 20/50/100 Assays | ¥ 1500/2000/3600 |
| E-CK-A422 | 一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(Red, AF594)   | 20/50/100 Assays | ¥ 1500/2000/3600 |
| E-CK-A423 | 一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(Blue, EV450)  | 20/50/100 Assays | ¥ 1500/2000/3600 |
| E-CK-A424 | 一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(Red, AF647)   | 20/50/100 Assays | ¥ 1500/2000/3600 |
| E-CK-A425 | 一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(Red, AF555)   | 20/50/100 Assays | ¥ 1500/2000/3600 |

## Elabscience®一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒验证结果



- ◆ **生物学对照**: 未加喜树碱培养的HL-60细胞, 加标记工作液, 加TdT酶
- ◆ **阴性对照**: 2.5μM喜树碱培养4 h的HL-60细胞, 加标记工作液, 不加TdT酶
- ◆ **实验组**: 2.5μM喜树碱培养4 h的HL-60细胞, 加标记工作液, 加TdT酶



## Elabscience®一步法TUNEL原位凋亡检测试剂盒

| 货号        | 名称                              | 规格               | 价格               |
|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|
| E-CK-A320 | 一步法TUNEL原位凋亡检测试剂盒(Green, FITC)  | 20/50/100 Assays | ¥ 1500/2000/3600 |
| E-CK-A321 | 一步法TUNEL原位凋亡检测试剂盒(Green, AF488) | 20/50/100 Assays | ¥ 1500/2000/3600 |
| E-CK-A322 | 一步法TUNEL原位凋亡检测试剂盒(Red, AF594)   | 20/50/100 Assays | ¥ 1500/2000/3600 |
| E-CK-A324 | 一步法TUNEL原位凋亡检测试剂盒(Red, AF647)   | 20/50/100 Assays | ¥ 1500/2000/3600 |
| E-CK-A325 | 一步法TUNEL原位凋亡检测试剂盒(Red, AF555)   | 20/50/100 Assays | ¥ 1500/2000/3600 |

## Elabscience®显色法TUNEL原位凋亡检测试剂盒

| 货号        | 名称                           | 规格               | 价格               |
|-----------|------------------------------|------------------|------------------|
| E-CK-A331 | TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒(HRP-DAB显色法) | 20/50/100 Assays | ¥ 1650/2850/4620 |

武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司  
 Elabscience Biotechnology Co., Ltd  
 电话: 027-87526315  
 邮箱: marketing@elabscience.cn  
 地址: 武汉市高新大道858号光谷生物医药产业园二期B18栋



微信公众号



技术支持微信